

インテリジェント感圧センサー 校正ユニット

操 作 説 明 書

校正ユニット

校正ユニットは、校正用センサ (PA-2KA M192 共和電業製:校正ユニットに添付)を使用し、感圧センサの特性を校正するためのユニットです。

校正の方法については、「インテリジェント感圧センサ 測定プログラム 取扱説明書」を参照してください。

校正は初めて使用する際、またはセンサを交換した際に行なってください(前回と同じセンサを使用する場合は測定ごとに校正を行なう必要はありません)。

校正ユニットの構成

校正ユニットには、校正用センサと、接続用ケーブル(3種類)と、ワニ口クリップが添付しています。



校正用センサ (PA-2KA M192 共和電業製)

校正時に使用する感圧センサに重ねて使用します。校正ユニットには「校正用センサコネクタ」に接続します



校正用センサコネクタ

校正用センサと校正ユニットを接続するためのコネクタケーブルです。

校正ユニット左側の6ピンのコネクタに接続します

5線ケーブル

校正時に、測定ユニットのリレー出力コネクタと、校正ユニット上部の5ピンのコネクタを接続します。

このケーブルは、測定ユニットから校正ユニットへ電源を供給します。

10線フラットケーブル


校正時に、測定ユニットのセンサコネクタと、校正ユニット上部の10ピンコネクタ(「測定ユニット」と記載)を接続します。

このケーブルは、感圧センサと、校正用センサを測定ユニットに出力します。

ワニグチクリップ

校正ユニットを調整する際に使用します(センサを校正する際には使用しません)。

校正ユニットの各部名称



コネクタ

校正用センサコネクタ(左側6ピンコネクタ)

校正用センサをコネクタケーブルを介して接続します

電源コネクタ(上側5ピンコネクタ)

測定ユニットのリレー出力コネクタと接続します。

校正用センサ, センサ出力コネクタ(上側 10 ピンコネクタ)

測定ユニットのセンサコネクタと接続します。

センサ入力コネクタ(下側 10 ピンコネクタ)

校正する感圧センサを接続します。

ジャンパ

校正ユニットのモードを設定します。

以下の表記では、☒ はジャンパピンが実装された状態、☐ はジャンパピンが実装されていない状態を示します。

校正時ジャンパ

校正時には、ジャンパピンを右側から3つにセットします。この状態では電源ランプ(緑)のみ点灯します。

校正ユニット調整時ジャンパ

校正ユニットを調整する時には、ジャンパピンを左側から3つにセットします。この状態では電源ランプ(緑)と調整ランプ(赤)両方が点灯します。

ランプ

電源ランプ(緑)

校正ユニットに電源が供給されていると点灯します。

調整ランプ(赤)

校正ユニットが調整モード(ジャンパの項を参照)で、電源が供給されていると点灯します。

ボリューム

校正ユニットの動作を設定します。校正ユニットを調整する時以外は操作しないでください。

VR1

校正用センサに供給する電圧を調整します。

VR2

校正用センサの増幅率を調整します。

VR3

校正ユニットを調整する際の基準電圧を調整します。

テストピン

校正ユニットの調整を行なう際に、電圧を測定するための出力ピンです。

TP1(白)

校正用センサに供給する電圧を測定します。

TP2(青)

校正用センサの増幅回路の中間出力を測定します。

TP3(赤)

校正用センサの増幅回路の最終出力を測定します。

TP4(黒)

電圧を測定する際の基準となるピンです。テスタなど測定器のマイナス側を接続します。

測定器に接続する際に、このピンを付属のワニグチクリップを使って接続すると、測定・調整が容易に行なえます。

校正ユニットの調整

注意

校正ユニットは出荷時に調整されていますので、通常は調整を行なう必要はありませんが、誤って校正ユニットのボリュームをいじってしまった場合などには校正ユニットの調整が必要となります。また、使用する環境(特に温度が極端に寒かったり暑かったりする場合)によっては調整が必要になります。

校正ユニットの調整は大きく分けて2つあります。

- ・センサ駆動電圧の調整
- ・センサアンプの増幅率の調整

調整は以下の手順で行ないます。

電圧を測定できるテストを用意してください。より精密に調整するために、テストはデジタルタイプのものを推奨します。また、以下の説明では、デジタルテストは4桁タイプ(0.000～3.999表示)のものを想定します。

0. 校正ユニットの準備

- ・校正ユニットを調整モードにします。
- ・基板左下のジャンパ(3つ)を左から3つに縦方向で実装します。
(測定モードでは右から3つに縦方向で実装)
- ・5ピンコネクタと10ピンコネクタから付属のコネクタで測定ユニットに接続します。
- ・測定ユニットとパソコンをUSBケーブルで接続します。このとき、パソコン側は計測ソフトを起動する必要はありません。
- ・基板右側のLEDが両方点灯していることを確認します。
緑LEDは校正ユニットに通電されていることを示しています。
赤LEDは調整モードであることを示しています。

1. センサ駆動電圧の調整

- ・テストを電圧測定モードにし、テストのマイナス側(黒)をTP4(黒)に、プラス側(赤)をTP1(白)に接続します。
マイナス側の接続に付属のワニグチクリップを使用すると以下の操作が容易になります。
- ・デジタルテストの電圧表示が、+2.000Vになるように、VR1を調整します。
時計まわりで電圧が上昇し、反時計回りで電圧が下がります。
使用している半固定抵抗(VR)は全て、精密多回転(15回転)タイプです。

2. センサアンプの増幅率の調整

- ・デジタルテストを電圧測定モードにし、テストのマイナス側(黒)をTP4(黒)に、プラス側(赤)をTP2(青)に接続します。
マイナス側の接続に付属のワニグチクリップを使用すると以下の操作が容易になります。
- ・デジタルテストの電圧表示が、+0.150Vになるように、VR3を調整します。
時計まわりで電圧が上昇し、反時計回りで電圧が下がります。
- ・デジタルテストのプラス側(赤)をTP3(赤)に接続します。
- ・デジタルテストの電圧表示が、+3.000Vになるように、VR2を調整します。
時計まわりで電圧が上昇し、反時計回りで電圧が下がります。
この調整はかなり微妙です。+2.997V～+3.003Vの範囲になるように調整してください(精度±0.1%)。

3. 測定モードに戻す

校正ユニットを測定モードにします。

- ・測定ユニットとパソコンを接続しているUSBケーブルを外します。
- ・基板左下のジャンパ(3つ)を右から3つに縦方向で実装します。測定モードでは、電源LED(緑)のみ点灯します。

注意事項

使用するテストは必ずデジタルテストを使用してください。
アナログテスト（大抵の針式テスト）では電圧計測に誤差が発生します

校正ユニットの調整は通常測定ユニットを使用する室温で行なってください。
回路の温度特性により、極端に暑い、または寒い環境で調整を行なうと誤差を生じるおそれがあります。

校正用センサは、コネクタ部に比べてケーブルが極端に細くなっていますので、ケーブルを持ってコネクタをぶら下げるなどケーブルに力がかかるような取り扱いは避けてください。

校正用センサにはセンサの特性を記載したカードが入っています。このカードに記載されている特性は校正時に必要となりますので無くさないようにしてください。

校正用センサが破損した場合は、株式会社共和電業より入手できます。

型番： PS-2KA M192

今回使用しているセンサは、ケーブル・コネクタの特別仕様品になり、納品まで発注後約 1 ヶ月かかります。